



Bezeichnung: **Rollator Indoor-Vollholz-Optik**
Artikel-Nr.: **AT51040W**



TECHNISCHE DATEN/MERKMALE:	
Maße (L x B x H)	58 x 60 x 85 - 97 cm
Maße zusammengeklappt (L x B x H)	51 x 20 x 73 cm
Tablettgröße	39,5 x 27,5 cm
Räder	6 Zoll Solide
Produktgewicht	6,2 kg
Max. Benutzergewicht	108 kg
Lieferumgang	Einkaufstasche, Tablett und rutschfeste Gummiauflage



Antar Medical Sp. z o.o.
03-068, Warszawa, Polska
ul. Zawislanska 43
Tel. 22 518 36 00
Fax 22 518 36 30
antar@antar.net



Antar Medizin GmbH
Döbelner Str. 2
12627 Berlin, Deutschland
Tel.: 030-22 01 17 32
Fax.: 030-22 01 28 21
antarmedizin@antarmedizin.com

